

YELLOW PORCELAIN ETCH



Протравлювач кераміки

ПЕРЕД ЗАСТОСУВАННЯМ ОЗНАЙОМТЕСЯ З НАВЕДЕНОЮ НИЖЧЕ ІНСТРУКЦІЮ
ВИРІБ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ВИКЛЮЧНО ЛІКАРЯМИ-СТОМАТОЛОГАМИ

СКЛАД: фтористоводнева кислота 9,5 %, гелева база, барвник.

ПРИЗНАЧЕННЯ

Застосовується для експонування порцеляни при фіксації реставрацій, а також для експонування порцелянових вінирів, коронок або вкладок (inlay) перед їх цементуванням.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Перед початком процедури аплікатор, що додається обов'язково занурити у спирт (етанол), а потім зафіксувати у шприці.

1. Ізолювати кофердамом зону обробки.
2. Накрутити еластичний синій аплікатор на шприц з витравлювачем в місці з різьбою.
3. Нанести невелику кількість витравлювача на попередньо очищену і висушену поверхню, після використання шприц обов'язково закрити захисним корком.
4. Залишити витравлювач на 60 секунд, потім ретельно промити і висушити поверхню, що піддавалася обробці.
5. Застосувати Silan у відповідності з інструкцією по застосуванню виробника.

Препарат призначений для багаторазового використання, в той час як аплікатор призначений для єдиного використання. Багаторазове використання аплікатора може представляти небезпеку вторинної інфекції.

ПРОТИПОКАЗАННЯ

Не слід використовувати препарат у пацієнтів з підвищеною чутливістю до компонентів препарату.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Препарат їдкий - уникати контакту з шкірою і слизовими оболонками, при попаданні промити проточною водою, при необхідності звернутися до лікаря.

Уникати контакту з очима, в разі контакту промити під струменем проточної води при відкритих очах, далі – звернутися до окуліста.

У разі проковтування не викликати блювоту, звернутися до лікаря.

У разі ремонтних робіт в порожнині рота пацієнта обов'язково використовувати кофердам, та захистити очі пацієнта. Застосовувати відсмоктування повітря в процесі травлення. Застосовувати безпеку персоналу: одяг, рукавички, щиток захисний.

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі до 25°C. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Термін придатності зазначено на упаковці.

Після розкриття упаковки термін придатності не змінюється, за умови щільного закриття після кожного використання.

ПОВОДЖЕННЯ З УПАКОВКАМИ

Використані упаковки слід передати на утилізацію або повернути їх виробникові.

УПАКОВКА

Шприц, що містить 2 мл препарату, аплікатори еластичні.



PPH CERKAMED Войцех Павловскі
37-450 Стальова Воля, Польща
вул. Квятковського, 1
тел./факс 0048 15 842-35-85

**Уповноважений
представник в
Україні та адреса:**



Товариство з обмеженою
відповідальністю «ІВОДЕНТ»

вул. Курінного Чорноти, 2, корпус 1,
м. Івано-Франківськ, 76018, Україна;
phone/ fax: +38 (0342) 55 94 55
e-mail: info@ivodent.com.ua
www.ivodent.com.ua