

# GLUCO-CHeX 2%

Рідина для промивання кореневих каналів

ПЕРЕД ЗАСТОСУВАННЯМ ОЗНАЙОМТЕСЯ З НАВЕДЕНОЮ НИЖЧЕ ІНСТРУКЦІЄЮ  
ВИРІБ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ВИКЛЮЧНО ЛІКАРЯМИ-СТОМАТОЛОГАМИ



**СКЛАД:** хлоргексидину диглюконат 2%, очищена вода

## ПРИЗНАЧЕННЯ

Рідина призначена для промивання кореневих каналів, та для очищення від залишків обробленої тканини. Сприяє механічній обробці кореневих каналів. Зволожує канал при механічній обробці.

Адаптер з кришкою для забору препарату в шприц

1. Відкрутіть ковпачок пляшки.

2. Прикрутіть адаптер до пляшки.

3. Для використання зніміть синій ковпачок, закріпіть кінець шприца в отворі адаптера, нахиліть пляшку з препаратом вверх дном і наберіть рідину в шприц, утримуючи адаптер. Потім встановіть пляшку на стільниці у вертикальному положенні і обережно вийміть шприц з рідиною з адаптера. Рекомендується використання шприців luer-lock з гумовим поршнем.

4. Після кожного використання закрийте адаптер синьою кришкою.

5. Для транспортування видаліть адаптер і закрийте пляшку кришкою.

## СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Препарат ввести в канал за допомогою шприца з голкою з боковим отвором, одночасно обробляючи канал механічно. Рясно промити канали, в кількості близько 10 мл рідини на 1 канал.

## ПРОТИПОКАЗАННЯ

Не застосовувати у пацієнтів з підвищеною чутливістю до компонентів препарату.

**УВАГА!** Під час промивання кореневих каналів, між промиванням гіпохлоритом натрію і хлоргексидину диглюконат застосовувати фізіологічний розчин солі, що запобігає утворенню бурого осаду. Промивати рясно.

## ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Може діяти дратівливо на слизову оболонку порожнини рота і очі, в разі контакту промити водою. При ковтанні не викликати блювання. Слід випити велику кількість води і звернутися до лікаря. При роботі з продуктом використовувати коффердам. Також необхідно застосовувати засоби індивідуального захисту (окуляри, маска захисна, рукавички).

**ДОЗАТОР НЕ ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ РІДИНИ!**

## ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в недоступному для дітей місці. Захищати від впливу прямих сонячних променів. Термін придатності зазначений на первинній упаковці. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі нижче 25°C. Після відкриття упаковки термін придатності не змінюється, за умови щільного закриття після кожного використання.

## ПОВОДЖЕННЯ З УПАКОВКАМИ

Використані упаковки слід передати для утилізації або повернути виробникові.

## УПАКОВКА

Пляшка, що містить 200 г або 400 г препарату, адаптер з кришкою, дозатор.



PPH CERKAMED Войцех Павловські  
37-450 Стальова Воля, Польща  
вул.Квятковського, 1  
тел/факс 0048 15 842-35-85

<b>Уповноважений представник в Україні та адреса:</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю «ІВОДЕНТ»
	вул. Курінного Чорноти, 2, корпус 1, м. Івано-Франківськ, 76018, Україна; phone/ fax: +38 (0342) 55 94 55 e-mail: <a href="mailto:info@ivodent.com.ua">info@ivodent.com.ua</a> <a href="http://www.ivodent.com.ua">www.ivodent.com.ua</a>