

Bisco

CE 0459

FORTIFY™ / *Light-Cured*

Composite Surface Sealant

Instructions for Use

RU

IN-012R9
Rev. 3/19



BISCO

BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
1-847-534-6000
1-800-247-3368

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

FORTIFY -светоотверждаемый, низкотекучий, ненаполненный материал на основе смолы.

FORTIFY предназначен для использования на поверхностях композитных реставраций в качестве герметика. Обработка и финишная шлифовка композитных реставраций на боковых зубах с помощью вращающихся инструментов может привести к возникновению микротрещин и неровностей поверхности, что, в свою очередь, повышает износ композитного материала в первые шесть месяцев. **FORTIFY**, ненаполненный герметик для реставраций на основе смолы, сокращает износ композитного материала на 45 % в течение 5 лет. Реставрация из композита, загерметизированная материалом **FORTIFY**, имеет повышенную износостойкость и долговременную краевую целостность. **FORTIFY** эффективен для использования с любыми композитными материалами для фронтальных/боковых реставраций (Bis-GMA или UDMA на основе смолы) для повышения износостойкости. Благодаря уникальной формуле, **FORTIFY** может быть значительно истончен воздухом, затем светоотвержден, без нарушения окклюзии.

Назначение **FORTIFY** - проникать внутрь и герметизировать поверхности:

1. Прямых Композитных Реставраций
2. Непрямых Композитных Реставраций
3. Временных реставраций
4. Реставраций из Амальгамы

Предупреждения:

- Избегать попадания материала в глаза. При попадании материала в глаза, немедленно промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью.

Предостережение:

- Перекрестное загрязнение: может содержать компоненты, которые предназначены для одноразового использования. Утилизируйте использованные или загрязненные компоненты. Запрещено очищать, дезинфицировать или повторно использовать.

Меры предосторожности:

- неполимеризованные смолы могут вызывать раздражение кожи. Избегать контакта с кожей. В случае попадания на кожу немедленно промыть водой с мылом.
- Использовать строго в соответствии со сроком годности, указанным на упаковке
- Паспорт безопасности доступен по запросу
- Паспорт безопасности доступен на сайте www.Bisco.com

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. **Новые реставрации:** Сразу после окончательной шлифовки, полировки и регулировки по прикусу (окклюзии), промойте зуб и реставрацию большим количеством воды, чтобы удалить все загрязнения. **ИЛИ**

Для ранее установленных реставраций: очистить поверхность при помощи воды с пемзой.

2. Протравить поверхность композитной реставрации и поверхность в области 1-2 мм от границы зуб/композитный материал, используя протравочный гель, согласно инструкции производителя.

3. Смыть протравку большим количеством воды и просушить поверхность зуба и реставрации.

4. Поместить небольшое количество материала **FORTIFY** в палетку для замешивания. Втирающими движениями нанести тонкий слой материала на предварительно протравленную поверхность. Просушить слабой струей воздуха для распределения материала по поверхности.

5. Светоотвердить в теч. 10 секунд. Проверить окклюзию.

УТИЛИЗАЦИЯ: Обратитесь к положениям Сообщества в отношении отходов. В их отсутствие, обратитесь к национальным или региональным положениям, касающимся отходов.

ХРАНЕНИЕ: Хранить при комнатной температуре (20°C/68°F - 25°C/77°F).

ГАРАНТИЯ: BISCO, Inc. признает свою ответственность за замену продукции в случае если доказана ее непригодность. BISCO, Inc. не несет ответственности в случае повреждения или утраты свойств материала произошедших по причине, как прямых, так и косвенных нарушений условий использования продукта, как это описано в инструкции. Перед использованием потребитель несет ответственность за определение того, насколько продукт подходит предназначению. Так же потребитель принимает все риски и ответственность за все вышеупомянутое.

* FORTIFY является торговой маркой BISCO, Inc.

¹ Dickinson, GL, Leinfelder, KF. Assessing the Long-Term effect of a Surface Penetrating Sealant. JADA 124:68-72, 1993.

BISCO, INC.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
1-847-534-6000
1-800-247-3368
www.bisco.com

 BISCO France
208, allée de la Coudoulette
13680 Lançon de Provence
France
33-4-90-42-92-92