

ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ СЛІД ПОЗНАЙОМИТИСЯ З НАВЕДЕНОЮ НИЩЕ ІНСТРУКЦІЄЮ  
ВИРОБИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ВИКЛЮЧНО ЛІКАРЯМИ СТОМАТОЛОГАМИ  
ІНСТРУМЕНТ НЕ СТЕРИЛЬНИЙ – СТЕРИЛІЗУВАТИ  
БЕЗПОСЕРЕДНЬО ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ.

### ПОВОДЖЕННЯ З ІНСТРУМЕНТОМ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ

У процесі виготовлення застосовано методи, що мають на меті забезпечити стійкість до корозії, однак стійкість інструменту залежить від правильного користування і зберігання.

#### Чистка, полоскання і миття

Інструменти постачаються не стерильні. Нові інструменти перед першою стерилізацією необхідно виийняти з упаковки, та промити у теплій воді з додаванням детергента.

Перед кожним використанням в наступного пацієнта інструмент слід стерилізувати.

#### Стерилізація

Всі інструменти(багатократного вживання) мусять бути продезинфіковані, далі вимиті з метою усунення дезинфікуючого засобу і осушені перш ніж будуть піддані стерилізації. Особливо рекомендується миття ультразвуком, як найбільш ефективне і продуктивне.

Метод	Рекомендована температура і час
Автоклав паровий	121 °С, протягом 20 хвили
Сухе повітря	160 °С, від 60 до 120 хвилин
Хімічна пара	132 °С, протягом 20 хвилин

### ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Звернутися до вказівок по темі очищення та стерилізації.

### ЗБЕРІГАННЯ

Інструменти зберігати при температурі 5-30°C і відносній вологості до 70%.

Кожного разу перед використанням інструменту проконтролювати наявність забруднень, пошкоджень структури матеріалу (тріщини, вигини, відламування, луцення).


Недотримання вище згаданих принципів знижує стійкість інструменту і скорочує його час використання.



ЗВЕРНІТЬСЯ ДО ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ



PPH CERKAMED Войцех Павловскі  
37-450 Стальова Воля, Польща  
вул. Квятковського 1  
тел/факс 00 48 15 842 35 85

<p><b>Уповноважений представник в Україні та адреса:</b></p>	<p>Товариство з обмеженою відповідальністю «ІВОДЕНТ»</p>
	<p>вул. Курінного Чорноти, 2, корпус 1, м. Івано-Франківськ, 76018, Україна; phone/ fax: +38 (0342) 55 94 55 e-mail: <a href="mailto:info@ivodent.com.ua">info@ivodent.com.ua</a> <a href="http://www.ivodent.com.ua">www.ivodent.com.ua</a></p>