

ENDO-PREPgel

Гель для обробки корневих каналів



ПЕРЕД ЗАСТОСУВАННЯМ ОЗНАЙОМТЕСЯ З НАВЕДЕНОЮ НИЖЧЕ ІНСТРУКЦІЮ
ВИРІБ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ВИКЛЮЧНО ЛІКАРЯМИ-СТОМАТОЛОГАМИ

Склад: динатрієва сіль етилендіамінтетраоцтової кислоти (ЕДТА 15%), базовий гель.

ПРИЗНАЧЕННЯ

Препарат ENDO-PREP гель використовують для хіміко-механічної обробки корневих каналів. ЕДТА, що міститься у препараті сприяє усуненню солей із кальцинованих каналів та пульпи, що дозволяє прискорити висушування і формання каналів. Мазильні матеріали, що містяться в препараті полегшують введення інструмента у канал і зводять до мінімуму можливість його поломки.

ВИКОРИСТАННЯ

Перед використанням слід занурити аплікатор, що додається у спирт (етиловий спирт), а потім приєднати до шприца. Після відкриття каналу промийте його з гіпохлоритом натрію. Заповнити канал зуба за допомогою доданого аплікатора або помістити препарат безпосередньо на ендодонтичному інструменті. Під час механічної обробки каналу промивати гіпохлоритом натрію. Ретельно вимивайте препарат з каналів і пульпової камери розчином гіпохлориту натрію. Продукт призначений для повторного використання, в той час як аплікатор повинен бути використаний тільки один раз. Повторне використання аплікатора може становити небезпеку вторинної інфекції.

Протипоказання

Не слід використовувати у пацієнтах з підвищеною чутливістю до інгредієнтів. Не залишайте виріб в каналі або в камері зуба між візитами. Це може привести до надмірного розм'якшення дентину.

Запобіжні заходи

Необхідно дотримуватися особливої обережності при розробці каналу в безпосередній близькості до анатомічного отвору, так як це може призвести до перфорації кореневого каналу за допомогою інструменту. Може викликати подразнення очей і шкіри. У разі контакту промити великою кількістю води. Якщо подразнення не проходять, зверніться до лікаря. При попаданні всередину не викликайте блювоту. Пийте багато води. Зверніться до лікаря. При роботі з препаратом використовуйте коффердам. Одягайте рукавички, захисні окуляри і захисний одяг.

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі нижче 25°C. Зберігати в недоступному для дітей місці. Після відкриття термін дії не змінюється за умови ущільненого закриття після кожного використання.

ПОВОДЖЕННЯ З УПАКОВКАМИ


Порожні упаковки повинні бути утилізовані або повернуті виробникові.

УПАКОВКА

Шприц, що містить 2 мл, 5 мл або 10мл препарату, одноразові аплікатори.



PPH CERKAMED Войцех Павловскі
37-450 Стальова Воля, Польща
вул. Квятковського 01
тел/факс 00 48 15 842 35 85

Уповноважений представник в Україні та адреса:	Товариство з обмеженою відповідальністю «ІВОДЕНТ»
 UA.TR.101	вул. Курінного Чорноти, 2, корпус 1, м. Івано-Франківськ, 76018, Україна; phone/ fax: +38 (0342) 55 94 55 e-mail: info@ivodent.com.ua www.ivodent.com.ua