

SPECIALTIES

PRECI-POST РУССКО



CEKA
ATTACHMENTS
PRECI-LINE

PRECI-POST

ПРЕЦИ-ПОСТ М

Цилиндро-коническая система: конусность $5^{\circ}30'$ в основании и цилиндрическая форма выше для оптимальной ретенции.

Для восстановления культи в временных штифтах с одним и более корнями.

Желтая, красная, синяя и зеленая цветовая маркировка.



НАБОР PRECI-POST М



**НАБОР ЛАБОРАТОРНЫХ
ШТИФТОВ
PRECI-POST М**



**НАБОР ОТТИСКНЫХ
ШТИФТОВ
PRECI-POST М**

ПРЕЦИ-ПОСТ СС

Рациональная система с конусностью $2^{\circ}30'$ по всей используемой длине. Форма и параметры согласованы с Д-ром Mooser. Для использования в временных штифтах с одним и более корнями. Желтый и синий цвет маркировки.



НАБОР PRECI-POST СС



**ДРИЛЬ-БОР
PRECI-POST СС**



НАБОР PRECI-POST М

2001

1 желтый дрельбор

1 синий дрельбор

25 желтых опакowych оттисковых штифтов

25 синих опакowych оттисковых штифтов

25 желтых прозрачных лабораторных штифтов

25 синих прозрачных лабораторных штифтов

НАБОР ЛАБОРАТОРНЫХ ШТИФТОВ PRECI-POST М

Прозрачные пластиковые лабораторные штифты, также используются для прямого метода в полости рта.

2003GL 50 шт. желтые верхушки \varnothing 0,80 мм
cone length 10,70 мм, общая длина 18,60 мм

2003BL 50 шт. синие верхушки \varnothing 1,00 мм
cone length 12,30 мм, общая длина 22,90 мм

2003L 2 x 50 шт. комбинированная упаковка
желтые и синие



НАБОР ОТТИСКНЫХ ШТИФТОВ PRECI-POST М

Опакowych пластиковые оттисковые штифты (с ретенцией), используются с любой техникой снятия оттисков.

2002G 50 шт. желтые верхушки \varnothing 0,80 мм
длина 14,10 мм

2002B 50 шт. синие верхушки \varnothing 1,00 мм
длина 16,70 мм

2002 2 x 50 шт. комбинированная упаковка
желтые и синие



ДРИЛЬ-БОР PRECI-POST М

Дрель-бор соответствует системе Mooser.

2004G 1 шт. желтые верхушки \varnothing 0,80 мм

2004B 1 шт. синие верхушки \varnothing 1,00 мм





НАБОР PRECI-POST СС

- | | |
|---------------|--------------------|
| # 2050 | 50 желтых штифтов |
| | 50 красных штифтов |
| | 50 синих штифтов |
| | 50 зеленых штифтов |
| # 2060 | 20 желтых штифтов |
| | 15 красных штифтов |
| | 10 синих штифтов |
| | 5 зеленых штифтов |

НАБОР ПЛАСТИКОВЫХ ШТИФТОВ PRECI-POST СС

Пластиковые лабораторные штифты.

- | | | | | |
|----------------|--------|---------|---------------------------------|----------------------|
| # 2051A | 50 шт. | желтые | Ø 1,40 мм, | верхушки Ø 0,65 мм |
| | | | длина конической части 4,60 мм, | общая длина 16,60 мм |
| # 2052B | 50 шт. | красный | Ø 1,60 мм, | верхушки Ø 0,70 мм |
| | | | длина конической части 5,60 мм, | общая длина 18,60 мм |
| # 2053C | 50 шт. | синие | Ø 1,80 мм, | верхушки Ø 0,75 мм |
| | | | длина конической части 6,40 мм, | общая длина 20,00 мм |
| # 2054D | 50 шт. | зеленый | Ø 2,00 мм, | верхушки Ø 0,80 мм |
| | | | длина конической части 7,05 мм, | общая длина 22,40 мм |

ДРИЛЬ-БОР PRECI-POST СС

Цилиндро-конический дрель-бор.

- | | | | |
|----------------|-------|---------|--------------------|
| # 2951A | 1 шт. | желтые | верхушки Ø 0,65 мм |
| # 2952B | 1 шт. | красный | верхушки Ø 0,70 мм |
| # 2953C | 1 шт. | синие | верхушки Ø 0,75 мм |
| # 2954D | 1 шт. | зеленый | верхушки Ø 0,80 мм |

ПРЕЦИ-ПОСТ М



ПРЕЦИ-ПОСТ СС



CEKA AXIAL
PRECI-CLIX AXIAL
PRECI-CLIX RADICULAR
PRECI-BALL

01.
AXIAL
ATTACHMENTS

CEKA EXTRACORONAL
CEKA ID
PRECI-VERTIX
PRECI-CLIX EC
PRECI-SAGIX
PRECI-52

02.
EXTRACORONAL
ATTACHMENTS

PRECI-BAR
PRECI-HORIX
PRECI-CLIP

03.
PROFILE
ATTACHMENTS

PRECI-PROFILE
PRECI-POST
CEKA SOL
CEKALLOY
CEKA SITE
CEKA BOND
3C-BOND
PERMA-RET
PRECI-SEP
PLASTICWAX
EXPANDO
CEKA Multi

SPECIALTIES

WWW.CKPL.EU

CEKA
ATTACHMENTS
PRECI-LINE



Prospectus no **261.RU-ed.E**

© Copyright ALPHADENT NV 10/2013 - BTW BE 0414.789.321 RPR Kortrijk

ALPHADENT NV • Textielstraat 24 8790 Waregem, Belgium

T +32 56 629 100 - **F** +32 56 629 101 - **E** info@ckpl.eu

