

new
way
dental
technology



Материал, разработанный экспертами

> Идеальный выбор смолы для 3D принтеров

Там, где вы, как пользователь, ожидаете постоянный поток новых материалов для использования в непрерывно растущем количестве областей применения технологии печати, Dentona поставяет премиум смолу высшего класса, которая может применяться во всех марках принтеров, использующих новейшие технологии (DLP, SLA, LCD).

Откройте для себя специально разработанные вариации продукта для оборудования с более низким уровнем интенсивности света (высоко реакционноспособные (HR) продукты), а также для принтеров со стереолитографической технологией (продукты SLA).

> **Сплинты** – класс IIa (утвержден Управлением по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами FDA)



optiprint splint

> **Имплантационные хирургические шаблоны** – класс IIa (утвержден Управлением по контролю за пищевыми и лекарственными средствами FDA)



optiprint guide

Отличительные характеристики

- Без риска поломки сплинтов
- Прозрачные
- Очень высокий уровень механической стабильности
- Высокий уровень технологической надежности
- Низкая вязкость в сочетании с биосовместимостью
- Класс IIa + Утверждено FDA

> **Информация для заказа**

Продукт	Описание	Номер артикула
optiprint splint 385	бесцветный прозрачный 1 кг / 910 мл	48180
optiprint splint 385	бесцветный прозрачный 500 гр / 455 мл	48181
optiprint splint HR	оранжевый 1 кг / 910 мл	48182
optiprint splint HR	оранжевый 500 гр / 455 мл	48183
optiprint splint HR	зеленый 1 кг / 910 мл	48184
optiprint splint HR	зеленый 500 гр / 455 мл	48185
optiprint guide 385	бесцветный прозрачный 1 кг / 910 мл	48000
optiprint guide 385	бесцветный прозрачный 500 гр / 455 мл	48001
optiprint guide 405	бесцветный прозрачный 1 кг / 910 мл	48010
optiprint guide 405	бесцветный прозрачный 500 гр / 455 мл	48011
optiprint guide 405 HR	бесцветный прозрачный 1 кг / 910 мл	48012
optiprint guide 405 HR	бесцветный прозрачный 500 гр / 455 мл	48013
optiprint guide 405 SLA	бесцветный прозрачный 1 кг / 910 мл	48014
optiprint guide 405 SLA	бесцветный прозрачный 500 гр / 455 мл	48015

> Временные коронки и мосты – класс IIa



optiprint temp

Отличительные характеристики:

- Высокий уровень механической стабильности
- Естественный вид изделия благодаря использованию цветов VITA
- Класс IIa

> Информация для заказа

Продукт	Описание	Номер артикула
optiprint temp	Vita A2 1 кг / 910 мл	48190
optiprint temp	Vita A2 500 гр / 455 мл	48191
optiprint temp	Vita A3 1 кг / 910 мл	48192
optiprint temp	Vita A3 500 гр / 455 мл	48193
optiprint temp	Vita B2 1 кг / 910 мл	48194
optiprint temp	Vita B2 500 гр / 455 мл	48195

> Базис съемного протеза – класс IIa

optiprint denture



Отличительные характеристики:


- 2 пропускающих свет оттенка для естественного вида
- Особый уровень механической стабильности
- Класс IIa

> Информация для заказа

Продукт	Описание	Номер артикула
optiprint denture	светло-розовый 1 кг / 910 мл	48140
optiprint denture	светло-розовый 500 гр / 455 мл	48141
optiprint denture	темно-розовый 1 кг / 910 мл	48142
optiprint denture	темно-розовый 500 гр / 455 мл	48143

> Построение модели

optiprint model




> Информация для заказа

Продукт	Описание	Номер артикула
optiprint model	слоновая кость 1 кг / 910 мл	48051
optiprint model	слоновая кость 500 гр / 455 мл	48053
optiprint model	золотисто-коричневый 1 кг / 910 мл	48050
optiprint model	золотисто-коричневый 500 гр / 455 мл	48052
optiprint model HR	золотисто-коричневый 1 кг / 910 мл	48054
optiprint model HR	золотисто-коричневый 500 гр / 455 мл	48055
optiprint model SLA	золотисто-коричневый 1 кг / 910 мл	48056
optiprint model SLA	золотисто-коричневый 500 гр / 455 мл	48057

> Обеспечение качества в технологической цепочке

optiprint match



Отличительные характеристики:

- Идеально для документирования процесса обеспечения качества
- Хорошая сканируемость без дополнительного распыления
- Компоненты с однородной поверхностью

> Информация для заказа

Продукт	Описание	Номер артикула
optiprint match	светло-коричневый 1 кг / 910 мл	48120
optiprint match	светло-коричневый 500 гр / 455 мл	48121

> Маркетинг и презентация лаборатории

optiprint model clear 385




Отличительные характеристики:

- Особенно совместим с длиной волны 385 нм
- Кристально-прозрачный вид
- Идеально подходит для маркетинга лаборатории

> Информация для заказа

Продукт	Описание	Номер артикула
optipr'n model clear 385	бесцветный прозрачный 1 кг / 910 мл	48110
opti r'n model clear 385	бесцветный прозрачный 500 гр / 455 мл	48111

optiprint ortho-model



Отличительные характеристики:

- Качество поверхности идентично гипсовой модели
- Совместимо с технологией термоформирования
- Идеально для самостоятельного изготовления элайнеров

> Информация для заказа

Продукт	Описание	Номер артикула
optipr'n ortho-model	слоновая кость 1 кг / 910 мл	48062
optipr'n ortho-model	слоновая кость 500 гр / 455 мл	48063
optipr'n ortho-model HR	слоновая кость 1 гр / 910 мл	48064
optipr n ortho-model HR	слоновая кость 500 g / 455 мл	48065
optipr n ortho-model SLA	слоновая кость 1 кг / 910 мл	48066
optipr n ortho-model SLA	слоновая кость 500 гр / 455 мл	48067

> Размещение брекетов

optiprint I-B-T



Отличительные характеристики:

- Удобные и надежные
- Гибкие и легко снимаемые
- Медицинский продукт класса I

> Информация для заказа

Продукт	Описание	Номер артикула
optiprint I-B-T 385	бесцветный прозрачный 1 кг / 910 мл	48100
optiprint I-B-T 385	бесцветный прозрачный 500 г / 455 мл	48101

> Гибкая десневая маска

optiprint gingiva



Отличительные характеристики:

- Функциональное усовершенствование модели
- Естественная передача вида десны
- Гибкая и стойкая на разрыв

> Информация для заказа

Продукт	Описание	Номер артикула
optiprint gingiva 385	десна 1 кг / 910 мл	48070
optiprint gingiva 385	десна 500 гр / 455 мл	48071

> Изготовление моделей, коронок И МОСТОВ

optiprint cast



Отличительные характеристики:

- Сгорание без остатка
- Позволяет создавать самые тонкие опорные элементы и каркасы
- Совместим с цепочкой материалов

> Информация для заказа

Продукт	Описание	Номер артикула
optiprint cast	фиолетовый 1 кг / 910 мл	48040
optiprint cast	фиолетовый 500 гр / 455 мл	48041
optiprint cast HR	фиолетовый 1 кг / 910 мл	48042
optiprint cast HR	фиолетовый 500 гр / 455 мл	48043

> Гарантия удовлетворенности пациентов

optiprint mock-up



Отличительные характеристики:

- Рекламные материалы для пациентов
- Гарантия удовлетворенности пациентов
- Медицинский продукт класса

> Информация для заказа

Продукт	Описание	Номер артикула
optiprint mock up	Vita A2/A3 1 кг / 910 мл	48150
optiprint mock up	Vita A2/A3 500 гр / 455 мл	48151
optiprint mock up HR	Vita A2/A3 1 кг / 910 мл	48152
optiprint mock up HR	Vita A2/A3 500 гр / 455 мл	48153

> Индивидуальные ложки для слепков

optiprint tray



Отличительные характеристики:

- Высокая механическая стабильность и технологическая надежность
- Глубина отверждения в сочетании с высокой скоростью изготовления

> Информация для заказа

Продукт	Описание	Номер артикула
optiprint tray 385	светло-голубой 1 кг / 910 мл	48021
optiprint tray 385	светло-голубой 500 гр / 455 мл	48025
optiprint tray 385	зеленый 1 кг / 910 мл	48020
optiprint tray 385	зеленый 500 гр / 455 мл	48024
optiprint tray 385	розовый 1 кг / 910 мл	48023
optiprint tray 385	розовый 500 гр / 455 мл	48027
optiprint tray 385	оранжевый 1 кг / 910 мл	48022
optiprint tray 385	оранжевый 500 гр / 455 мл	48026
optiprint tray HR	оранжевый 1 кг / 910 мл	48028
optiprint tray HR	оранжевый 500 гр / 455 мл	48029
optiprint tray HR	зеленый 1 кг / 910 мл	48030
optiprint tray HR	зеленый 500 гр / 455 мл	48031
optiprint tray HR	голубой 1 кг / 910 мл	48032
optiprint tray HR	голубой 500 гр / 455 мл	48033
optiprint tray SLA	оранжевый 1 кг / 910 мл	48034
optiprint tray SLA	оранжевый 500 гр / 455 мл	48035
optiprint tray SLA	зеленый 1 кг / 910 мл	48036
optiprint tray SLA	зеленый 500 гр / 455 мл	48037